

## Strzygarka chirurgiczna

**Strzygarka chirurgiczna ME Medical** jest bezprzewodowa, wyposażona w akumulator litowo-jonowy oraz ładowarkę. Strzygarka przeznaczona jest do usuwania owłosienia ze skóry pola operacyjnego.



### Skuteczność i wydajność

- Dokładne i skuteczne usuwanie włosów
- Możliwość stosowania na sucho i mokro
- 2 typy ostrzy dla najwyższej jakości strzyżenia
- Czas pracy przy pełnym naładowaniu akumulatora - 150 minut
- Czas ładowania - 2 godziny

### Bezpieczeństwo

- Brak kontaktu ostrza tnącego z powierzchnią skóry - eliminacja ryzyka skaleczeń i zakażeń
- Antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt - pewność strzyżenia z włosiem i pod włos
- Wytrzymała i wodoodporna konstrukcja - możliwość mycia po bieżącą wodą, dezynfekcji w tym zanurzania w roztworze dezynfekcyjnym


### Łatwa obsługa

- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicę
- Przycisk wysuwania ostrza - zdejmowanie ostrza jedną ręką
- Bateria bez efektu pamięci - możliwość doładowywania w dowolnym momencie
- Możliwość montażu stacji ładującej na ścianie



### Trzyzakresowa obrotowa głowica: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo


Pozwala na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele



#### Ostrze uniwersalne

stosuje się na każdej powierzchni ciała

**SC002**



#### Ostrze Neuro

stosuje się do grubego i gęstego owłosienia np. na głowie lub klatce piersiowej

**SC003**

Nr. kat	Nazwa
SC004	Strzygarka chirurgiczna z ładowarką
SC002	Jednorazowe ostrze uniwersalne
SC003	Jednorazowe ostrze Neuro



# Rękawica przedoperacyjna PG001

## CECHY

- Bezpieczny i higieniczny sposób usuwania włosów i ich drobinek z pacjentów po strzyżeniu
- Ergonomiczny kształt i połączenie materiałów gwarantują wyjątkowe dopasowanie i precyzyjną obsługę
- Klej nie zostaje na skórze pacjenta i jest testowany dermatologicznie
- Po zakończeniu pracy rękawicę można odwrócić na wierzch, co ułatwia jej usunięcie
- Rozmiar uniwersalny



## ZALETY

- Szybsze, łatwiejsze i skuteczniejsze oczyszczanie pacjenta niż w przypadku metod tradycyjnych
- Wygodne zapobieganie zakażeniom - rękawica odpowiednio przygotowuje pacjenta do zabiegu
- Bezpieczny i higieniczny sposób usuwania obciętych włosów i drobinek po strzyżeniu

## ZASTOSOWANIE

- Przylepna strona rękawicy zbiera obcięte włosy, zapewniając czyste pole operacyjne
- Po zakończeniu pracy rękawicę odwraca się wewnętrzną stroną na wierzch, co znacznie ułatwia utrzymanie odpowiednich standardów higieny
- Unikalne rozwiązanie do strzyżenia w połączeniu ze strzygarką chirurgiczną ME Medical

## INSTRUKCJA UŻYCIA RĘKAWICY PRZEDOPERACYJNEJ

01



Włóż rękę do rękawicy

02



Powoli odklej papierowy podkład

03



Zbierz włosy i inne drobinki poprzez delikatne dotykane wybranego obszaru

04



Usuń rękawice przedoperacyjną, ściągając ją wywracając wewnętrzną stronę na wierzch